

Anticuerpo Policlonal Anti-Bcl-2 Para Wb - P10415

Número de artículo: CM0017298



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Bcl-2 humano, adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Diseñado para la investigación de apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Bcl-2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Especie	Humano
GeneID (Humano)	596
GeneID	596
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-239 de Bcl-2 humano (NP_000624.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10415
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo