

Anticuerpo Policlonal Anti-Bcl-2 (Ppp1R50) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10415

Número de artículo: CM0015400



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Bcl-2 humano (PPP1R50), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Suprime la apoptosis; adecuado para la investigación sobre apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Bcl-2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	596
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Bcl-2 humano (NP_000624.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10415
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo