

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bcl-2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49950

Número de artículo: CM0010753

Introducción

Ideal para investigación sobre apoptosis y cáncer, este anticuerpo monoclonal de conejo anti-Bcl-2 está validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada confirmada contra ratón y rata. - P49950

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb Bcl-2 de conejo
Observaciones/Alias	Bcl-2
Especie	Rata
GeneID (Humano)	596
GeneID	24224
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de Bcl2 de rata (NP_058689.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P49950
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo