

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bcl-2 [Kd Validado] Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Número de artículo: CM0003806



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Bcl-2 de alta calidad [KD Validado] validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Objetivo: regulador de apoptosis Bcl-2 humano (P10415). Ideal para investigación del cáncer, apoptosis y estudios de autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] Bcl-2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Especie	Humano
GeneID (Humano)	596
GeneID	596
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Bcl-2 humano (P10415)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10415
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo