


Anticuerpo Policlonal Anti-Bcl-W Para Wb, Elisa - Q92843

Número de artículo: CM0018341



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Bcl-W humano (BCL2L2), validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la apoptosis y la supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Bcl-W Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BCLW; BCL-W; PPP1R51; BCL2-L-2; Bcl-W
Especie	Humano
ID del gen (humano)	599
ID del gen	599
Inmunógeno	Péptido sintético; péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-193 de Bcl-W humano (NP_004041.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q92843
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo