

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bcl-XL Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07817

Número de artículo: CM0006436



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Bcl-XL, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Ideal para investigación de apoptosis y mitocondrias. Detalles completos del producto, antecedentes biológicos y soporte de abastecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-Bcl-XL de conejo
Observaciones/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	598
GeneID	598
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de la Bcl-XL humana (NP_612815.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07817
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo