

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcl-XL Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q07817

Número de artículo: CM0013433



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Bcl-XL (aa 1-80). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en apoptosis y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Bcl-XL
Observaciones/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	598
ID del Gen	598
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de la Bcl-XL humana (NP_001304848.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07817
Peso Molecular de la Proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo