

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcl-XL (Validado Mediante Kd) Para Wb Y Elisa - Q07817

Número de artículo: CM0022801



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Bcl-XL, validado mediante KD para Western blot y ELISA. Reacciona con Bcl-XL humano, de ratón y de rata; ideal para investigaciones sobre apoptosis, cáncer y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KD] pAb de conejo anti-Bcl-XL
Observaciones/alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; [Validado mediante KD] Bcl-XL
Especie	Humana
ID génico (humano)	598
ID génico	598
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de Bcl-XL humano (NP_001304848.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q07817
Peso proteico	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo