


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcl10 (Validado Mediante Ko) Para Wb, Elisa - O95999

Número de artículo: CM0014433



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Bcl10 humano, validado mediante KO, para WB y ELISA. Detecta Bcl10 en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación de la vía NF-kB y la señalización inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] Bcl10 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; 10
Especie	Humano
GeneID (humano)	8915
GeneID	8915
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-233 de Bcl10 humano (NP_003912.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95999
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo