


Anticuerpo Monoclonal Anti-Bcl10 Para Wb, Elisa - 095999

Número de artículo: CM0005924



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Bcl10 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Específico para Bcl10 humano (095999), un adaptador clave de señalización inmune. Ideal para la investigación de NF-kappa-B y el complejo CBM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Bcl10 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8915
ID de Gen	8915
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	095999
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo