


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcl2A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16548

Número de artículo: CM0017410



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BCL2A1, específico humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Dirigido contra la proteína antiapoptótica hematopoyética Bfl-1 (BCL2A1) involucrada en la supervivencia celular y la respuesta a infecciones. Ideal para investigación en apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BCL2A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRS, ACC1, ACC2, BFL1, ACC-1, ACC-2, HBPA1, BCL2L5, BCL2A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	597
GeneID	597
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 70-150 de BCL2A1 humano (NP_004040.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q16548
Peso proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo