

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcl2L14/Bclg Para Wb, If, Elisa - Q9Bzr8

Número de artículo: CM0028050

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BCL2L14/BCLG humano (facilitador de apoptosis similar a Bcl-2 14). Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Adecuado para investigación en apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCL2L14/BCLG pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BCLG; BCL2L14/BCLG
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79370
ID del Gen	79370
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-327 de BCL2L14/BCLG humano (NP_620049.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZR8
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo