


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bcl2L15 Para Wb, Elisa - Q5Tbc7

Número de artículo: CM0006703



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra BCL2L15 humano (Bfk, C1orf178). Validado para WB y ELISA. Útil para aplicaciones de investigación en apoptosis, splicing alternativo y proteómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-BCL2L15 de conejo
Observaciones / Alias	Bfk; C1orf178; BCL2L15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	440603
GeneID	440603
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-163 de BCL2L15 humano (NP_001010922.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q5TBC7
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo