

Anticuerpo Policlonal Anti-Bcl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20749

Número de artículo: CM0014684



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BCL3 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con BCL3 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de regulación de NF-kappa-B y señalización oncogénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-BCL3
Observaciones/Alias	BCL4; D19S37; BCL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	602
GeneID	602
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de BCL3 humano (NP_005169.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20749
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo