

Anticuerpo Monoclonal Anti-Bcl6 () Para Citometría De Flujo Intracelular - P41182

Número de artículo: CM0012275



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano BCL6 conjugado directamente a para citometría de flujo intracelular. Validado para FC (intra), se dirige a un represor transcripcional crítico en la biología del centro germinal y la investigación de linfomas. Reactividad cruzada humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano BCL6 mAb
Observaciones/Alias	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
Especie	Humano
GeneID	604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-350 del BCL6 humano (NP_001124317.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41182
Peso Proteico	72kDa/78kDa
Envío	Bolsa de hielo