

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bcl6 Para Citometría De Flujo Y Elisa - P41182

Número de artículo: CM0006651



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-BCL6 humano validado para citometría de flujo intracelular y ELISA. Ideal para estudiar la función y localización de la proteína linfoma B de célula 6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BCL6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	604
GeneID	604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-350 de BCL6 humano (NP_001124317.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra), ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P41182
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo