

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcl9 Para Wb Y Elisa - 000512

Número de artículo: CM0022392



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana Bcl9, un proto-oncogén de la vía Wnt. Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Inmunógeno: proteína recombinante del extremo N-terminal. Ideal para investigación en cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Bcl9
Observaciones/Alíase	LGS; Bcl9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	607
GeneID	607
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la proteína humana Bcl9. (NP_004317.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	000512
Peso Proteico	149kDa
Envío	Bolsa de hielo