

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcl9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9D219

Número de artículo: CM0028989

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Bcl9 adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce Bcl9 humano, de ratón y de rata, un coactivador nuclear de la vía Wnt de ~149 kDa. Compatible con la investigación en cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Bcl9 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	607
GeneID	77578
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1278-1377 de Bcl9 de ratón (NP_084209.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9D219
Peso Proteico	149 kDa
Envío	Bolsa de hielo