

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcl9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9D219

Número de artículo: CM0023964

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína B-cell CLL/linfoma 9 (Bcl9) de ratón. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	Bcl9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	607
ID del gen	77578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-500 de Bcl9 de ratón (Q9D219)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9D219
Peso de la proteína	149kDa
Envío	Bolsa de hielo