


Anticuerpo Policlonal Anti-Bclaf1 Para Wb Y Elisa - Q9Nyf8

Número de artículo: CM0024202



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra BCLAF1 (BTF), adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con BCLAF1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de apoptosis y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCLAF1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BTF, bK211L9.1, BCLAF1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9774
ID de Gen	9774
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 330-552 del BCLAF1 humano (NP_001070909.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NYF8
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo