

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bcmo1 Para Wb, Elisa - Q9Hay6

Número de artículo: CM0018310

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BCMO1 para aplicaciones de WB y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a la beta-caroteno dioxigenasa 1, una enzima clave en la producción de retinal y la visión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BCMO1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	BCO; BCDO; BCMO; BCDO1; BCMO1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	53630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 268-547 de BCMO1 humano (NP_059125.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9HAY6
Peso de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo