


Anticuerpo Policlonal Anti-Bcr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11274

Número de artículo: CM0015114



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-BCR de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA.

Detecta BCR humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de pequeñas GTPasas y la biología sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BCR Conejo pAb
Observaciones/Alias	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; BCR
Especies	Humano
GeneID (Humano)	613
GeneID	613
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11274
Peso Proteico	143kDa
Envío	Bolsa de hielo