

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bdkrb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30411

Número de artículo: CM0029619



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BDKRB2 humana (receptor de bradicinina B2), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce humanos, ratón y rata. Adecuado para investigación de señalización por GPCR y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra BDKRB2                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | B2R; BK2; BK-2; BKR2; BRB2; BDKRB2                                                                                                  |
| Especie             | Humana                                                                                                                              |
| GeneID (humana)     | 624                                                                                                                                 |
| GeneID              | 624                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 302-391 de BDKRB2 humana (NP_000614.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | P30411                                                                                                                              |
| Peso proteico       | 44kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |