


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Bdnf Para If-P, Elisa - P23560

Número de artículo: CM0005654



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra BDNF humano, validado para IF-P y ELISA. Detecta BDNF de ratón y rata. Ideal para la investigación en neurociencia sobre la señalización neurotrófica, la plasticidad sináptica y la supervivencia neuronal.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | BDNF Rabbit mAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | ANON2; BULN2; BDNF                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de gen (Humano)  | 627                                                                                                                                 |
| ID de gen           | 627                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del BDNF humano (P23560). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación          | IF-P, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                         |
| SWISS               | P23560                                                                                                                              |
| Peso proteico       | 28kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |