


Anticuerpo Monoclonal Anti-Bdnf (Ratón) Para Wb, Elisa - P23560

Número de artículo: CM0003884



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón de alta calidad contra BDNF humano (P23560), validado para Western blot y ELISA. Detecta BDNF de ratón y rata. Ideal para estudios de neurobiología y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BDNF mAb de Ratón
Observaciones/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	627
GeneID	627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-247 del BDNF humano (P23560)
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P23560
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo