


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Bdnf Para Wb, Elisa - P23560

Número de artículo: CM0022466



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra BDNF humano (Factor neurotrófico derivado del cerebro), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y neurotrofinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BDNF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Especie	Humano
GeneID (humano)	627
GeneID	627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-247 de la BDNF humana (NP_733928.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23560
Peso de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo