

Anticuerpo Policlonal Anti-Beclin 1 Para Wb, Elisa - Q14457

Número de artículo: CM0021615



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Beclin 1 validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta una banda de aproximadamente 52 kDa en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre autofagia y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Beclin 1
Observaciones/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	8678
ID del gen	8678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-280 de Beclin 1 humana (NP_003757.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q14457
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo