

Anticuerpo Policlonal Anti-Beclina 1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q14457

Número de artículo: CM0029284



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la Beclina 1 humana (ATG6/VPS30), generado con inmunógeno recombinante. Validado para WB, IP, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en autofagia y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Beclina 1
Observaciones/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Beclina 1
Especie (Reactividad)	Humano
ID del Gen (Humano)	8678
ID del Gen	8678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la Beclina 1 humana (NP_003757.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14457
Peso Molecular de la Proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo