

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Beclin 1 (Validado Por Ko) Para Wb Y Elisa - Q14457

Número de artículo: CM0005889



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra Beclin 1 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce Beclin 1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de autofagia y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Beclin 1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1; BECN1; beclin-1; 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8678
GeneID	8678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de Beclin 1 humano (NP_003757.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14457
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo