

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Best1 Para Wb, Elisa - 076090

Número de artículo: CM0030348



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra Bestrofina-1 (BEST1) humana. Validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de epitelio pigmentario retiniano y estudios de canales de aniones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BEST1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7439
GeneID	7439
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 171-270 de BEST1 humana (NP_004174.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	076090
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo