

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bet1 Para Wb Y Elisa - O15155

Número de artículo: CM0015472



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BET1 humana (HBET1), validado en WB y ELISA. BET1 es una proteína SNARE necesaria para el transporte vesicular del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, localizada en las membranas del retículo endoplásmico y del cis-Golgi. Ideal para estudiar el tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BET1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HBET1; BET1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10282
GeneID	10282
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-94 de BET1 humana (NP_005859.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15155
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo