

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bet1L Para Wb, Elisa - Q9Nym9

Número de artículo: CM0018642

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína humana BET1L (GS15), una proteína SNARE del Golgi. Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. BET1L está involucrada en el transporte retrógrado de vesículas y en la integridad del complejo de Golgi. Ideal para la investigación sobre el tráfico del Golgi y la biología SNARE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BET1L Conejo pAb
Observaciones/Alias	GS15; BET1L1; GOLIM3; HSPC197; BET1L
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51272
ID del Gen	51272
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-60 de la BET1L humana (NP_057610.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYM9
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo