


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Beta 2 Microglobulina (B2M) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P61769

Número de artículo: CM0007359



Introducción

mAb de conejo anti-beta 2 microglobulina validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Reconoce la B2M humana (13 kDa). Ideal para estudios de presentación de antígenos del MHC de clase I y amiloidosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] mAb de conejo anti-beta 2 microglobulina
Observaciones/Alias	B2M; IMD43; beta-2-microglobulina
Especie	Humana
ID del gen	567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-119 de la $\beta 2$ microglobulina humana (NP_004039.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P61769
Peso molecular	13 kDa
Envío	Bolsas de hielo