


Anticuerpo Policlonal Anti-Beta 2 Microglobulina Para Wb, IHC-P, Elisa - P61769

Número de artículo: CM0016680



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la beta 2 microglobulina humana, validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA; muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la presentación de antígenos del MHC de clase I y la función inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la beta 2 microglobulina
Observaciones/Alias	IMD43; beta 2 microglobulina
Especie	Humana
ID del gen (humano)	567
ID del gen	567
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-119 de la beta 2 microglobulina humana (NP_004039.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P61769
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo