

Mab De Conejo Anti-Beta 2 Microglobulina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61769

Número de artículo: CM0003212



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la beta 2 Microglobulina (B2M) humana, apto para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Una herramienta clave para estudios de presentación de antígenos de MHC de clase I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-beta 2 Microglobulina
Observaciones/Alias	IMD43; beta 2 Microglobulina
Especie	Humana
GeneID (Humana)	567
GeneID	567
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P61769
Peso de la Proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo