

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Beta 2 Microglobulina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61769

Número de artículo: CM0015321



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la beta 2 Microglobulina humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de MHC I e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de conejo anti-beta 2 Microglobulina
Observaciones/Alias	IMD43; beta 2 Microglobulina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	567
ID del Gen	567
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-119 de la beta 2 Microglobulina humana (NP_004039.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61769
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo