

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Beta-Defensina 26 (Defb26) Para If/Icc, Elisa - Q32Zg6

Número de artículo: CM0013142

Introducción

Anticuerpo policlonal Defb26 Rabbit pAb validado para IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Generado en conejo contra la proteína recombinante de rata Defb26. Para investigación de defensinas antimicrobianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Defb26 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DEFB126; C20orf8; DEFB-26; DEFB26; HBD26; bA530N10.1; hBD-26; Defb26
Especie	Rata
ID del Gen (Humano)	81623
ID del Gen	641629
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-128 de la Defb26 de rata (NP_001032595.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q32ZG6
Peso Molecular de la Proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo