

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Beta-Galactosidasa (Glb1) Para Wb, Elisa - P16278

Número de artículo: CM0016241



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GLB1 humano (beta-galactosidasa/receptor de elastina 1), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras de ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre trastornos de almacenamiento lisosomal y elastogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	GLB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Especie	Humana
ID del gen	2720 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de GLB1 humano (NP_000395.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P16278
Peso de la proteína	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo