


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Beta Glucuronidasa (Gusb) Para Wb Y Elisa - P08236

Número de artículo: CM0002563



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la beta-glucuronidasa humana (GUSB), una enzima lisosómica que degrada los sulfatos de dermatán y queratán. Ideal para aplicaciones de WB y ELISA utilizando muestras humanas. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 1-100.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	beta glucuronidasa (GUSB) mAb de conejo
Observaciones/Alias	BG; MPS7; beta glucuronidasa (GUSB)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2990
GeneID	2990
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la beta-glucuronidasa humana (GUSB) (NP_000172.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08236
Peso proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo