

Anticuerpo Policlonal Anti-Bfar Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzs9

Número de artículo: CM0025562

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BFAR (RNF47) humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de apoptosis y estrés del retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BFAR Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	BAR; RNF47; BFAR
Especie	Humano
GeneID	51283
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de BFAR humano (NP_057645.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZS9
Peso Molecular	53kDa
Envío	Bolsa de hielo