

Anticuerpo Policlonal Anti-Bgn De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P21810

Número de artículo: CM0028482

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la biglicano (BGN) humana, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación de matriz extracelular y tejido conectivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-BGN
Observaciones/Alias	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	633
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-368 de la BGN humana (NP_001702.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P21810
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo