

Anticuerpo Policlonales Anti-Bhlhe40 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14503

Número de artículo: CM0027088

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BHLHE40 validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Se dirige al represor transcripcional circadiano DEC1/SHARP2. Ideal para investigación de ritmos biológicos y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BHLHE40 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2; BHLHE40
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8553
ID de Gen	8553
Inmunógeno	Proteína recombinante o proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 121-300 de la BHLHE40 humana (NP_003661.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14503
Peso Molecular	46kDa
Envío	Bolsa de hielo