

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bhlhe41 Para Wb Y Elisa - Q9C0J9

Número de artículo: CM0017841

Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra BHLHE41 humano (DEC2/SHARP1), validado para WB y ELISA. Detecta BHLHE41 humano y de rata, con un inmunógeno correspondiente a los aminoácidos 120-280. Adecuado para estudios del ritmo circadiano y la represión transcripcional.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del producto	BHLHE41 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DEC2; FNSS1; hDEC2; BHLHB3; SHARP1; BHLHE41
Especie	Humana
GeneID (humano)	79365
GeneID	79365
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-280 de BHLHE41 humano (NP_110389.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q9C0J9
Peso molecular	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo