


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bhmt Para Wb, If-P, Elisa - Q93088

Número de artículo: CM0013713



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la BHMT humana (betaina-homocisteína S-metiltransferasa 1). Validado para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudios del metabolismo de la homocisteína. Peso proteico 45kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BHMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
Especie	Humano
GeneID (humano)	635
GeneID	635
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 177-406 de la BHMT humana (NP_001704.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q93088
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo