


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Bicd2 Para Wb, Elisa - Q8Td16

Número de artículo: CM0018401



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra BICD2 (SMALED2) para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. BICD2 es una proteína adaptadora para el complejo motor de dineína, involucrada en el transporte Golgi-ER y el posicionamiento nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	BICD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SMALED2; SMALED2A; SMALED2B; bA526D8.1; BICD2
Especie	Humano
GeneID (humano)	23299
GeneID	23299
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 440-620 de BICD2 humano (NP_001003800.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TD16
Peso Molecular	94kDa
Envío	Bolsa de hielo