


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bid (Validado Por Kd) Para Wb, Elisa - P55957

Número de artículo: CM0007631



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra Bid humano (UniProt P55957, 22 kDa). Adecuado para Western blotting y ELISA; ideal para estudios de apoptosis y vías mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] mAb de conejo anti-Bid
Observaciones/Alias	FP497; [Validado por KD] Bid
Especie	Humano
ID de gen	637
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-195 de Bid humano (NP_001187.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P55957
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo