


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bif-1 Para If/Icc, Elisa - Q9Y371

Número de artículo: CM0028409



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Bif-1 de alta calidad validado para IF/ICC y ELISA. Dirigido contra la endofilina-B1 humana (SH3GLB1), un regulador clave de la dinámica mitocondrial, la autofagia y la apoptosis. Ideal para aplicaciones de IVD y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Bif-1 Rabbit pAb
Notas/Alias	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
Especie	Humano
ID de gen (humano)	51100
ID de gen	51100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-365 de la Bif-1 humana (NP_057093.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y371
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo