


Anticuerpo Monoclonal Anti-Bim De Conejo Para Wb Y Elisa - O43521

Número de artículo: CM0002482



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Bim validado para WB y ELISA. Reconoce Bim humano, de ratón y rata. Inmunógeno: péptido sintético de la región N-terminal. Ideal para investigación en apoptosis. SWISS O43521.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. mAb de Conejo Anti-Bim
Observaciones/Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10018
ID del Gen	10018
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Bim humano (O43521)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43521
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo