


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bim Para Ihc-P Y Elisa - O43521

Número de artículo: CM0015044



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Bim (BCL2L11), un regulador clave de la apoptosis, validado para IHC-P y ELISA en muestras humanas. Ideal para investigación sobre muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Bim Rabbit pAb
Notas/Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10018
GeneID	10018
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-130 de la Bim humana (NP_619527.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O43521
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo