


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bim Para Wb, If/Icc, Elisa - O43521

Número de artículo: CM0019470



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Bim humano (BCL2L11) para la investigación de la apoptosis. Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar los mecanismos de muerte celular programada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Bim Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10018
GeneID	10018
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-198 de Bim humano (NP_619527.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43521
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo